

Ensayo de Aptitud (PT) Quik Response para PAHs en Espuma de Poliuretano. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ER 1113QR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	18
Eventos por Año:	Disponible en cualquier momento.
Meses de Participación:	A demanda.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte final Quik Response.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Acenafteno Acenaftileno Antraceno Benzo(a)antraceno Benzo(b)fluoranteno	Benzo(h,h,i)perileno Benzo(a)pireno Criseno Dibenzo(a,h)antraceno Fluorantreno
	Indeno(1,2,3-cd)pireno 1-Metilnaftaleno 2-Metilnaftaleno Naftaleno Fenantreno
Características de la Muestra:	Volumen 2,0 mL Ampolla sellada al fuego Contiene almenos 13 analitos en rango de concentración 10 -200µg seleccionados de manera aleatoria. Verificar el rango de medición y los métodos en https://www.eraqc.com/products/ Requisitos de Almacenamiento: 2-6°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Al instante una vez enviados los resultados.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluación Cualitativa. Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos