



Garrafas con grifo, servicio pesado, 25 litros (6,5 galones), HDPE, grifo incluido. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 601664
Descripción:	Garrafas con grifo en polietileno fabricados en HDPE con capacidad para 25 litros
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento, manipulación y centrifugación de muestras, reactivos, u otros líquidos.
Materiales:	Polietileno de Alta Densidad HDEP
Dimensiones:	Altura total: 565 mm Diámetro: 280 mm Diámetro del cuello de la botella: 95.5 mm
Beneficios:	Prestan un servicio de larga duración. Tienen paredes muy gruesas pero conservan la translucidez. Resistentes a temperaturas bajo cero. La espiga BSP de 3/4" (incluida) se acopla con una rosca de 12 mm de profundidad en el aspirador para un rendimiento total a prueba de fugas.
Presentaciones:	Unidad. Disponibles también con capacidad para 5 L, 10L, 50 L
Origen:	Estados Unidos