



Labcare
de Colombia



Punta para Pipeta Automática Universal 100-1000 uL - Azul, Globe Scientific (USA). Lámina Cubre Objeto 24 * 60 mm, espesor No. 2: 0.21 mm. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 151146
Descripción:	Punta para pipeta , universal, color azul. Compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas.
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 100 - 1000ul
Materiales:	Polipropileno vírgen (PP)
Dimensiones:	Longitud: 70 mm
Beneficios:	Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados. Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico. Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas.
Presentaciones:	Disponible en bolsa * 1000 unidades.
Origen:	Estados Unidos