



Tubo PE Fondo Redondo para Cultivo, 17X100 mm (15 ml), Estéril. No Autoclavable. Con Tapa. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 110158
Descripción:	Tubo estéril fabricado en poliestireno, no graduado con tapa y fondo redondo, estéril.
Aplicaciones (Uso):	Contención de líquidos y muestras de hasta 15 ml
Materiales:	Poliestireno (PE)
Dimensiones:	Altura: 100 mm Diámetro: 17 mm
Beneficios:	Resistente a temperatura de congelación El material del cual está hecho (PS) resiste procesos de centrifugación de hasta 1500 rpm
Presentaciones:	25 unidades * bolsa /caja*500
Origen:	Estados Unidos