

Tubo PP de Microcentrifuga (Eppendorf) 0,5 ml, Graduada, Con Tapa Adjunta, Libre de DNAsa, RNAsa y Pirógenos. Certificada. Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 111554
Descripción:	Tubo eppendorf para microcentrífuga 0.5 ml con tapa adjunta, moldeado con marcas de graduación. Color natural
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento, manipulación y centrifugación de muestras, reactivos, u otros líquidos.
Materiales:	Polipropileno (PP)
Beneficios:	-Diseñado con marcas de graduación para proporcionar exactitud en las medidas -Libres de RNAsa y DNAsa, pirógenos y DNA humano -Empacados en bolsa autosostenible y resellable -Fabricados en polipropileno grado médico para proporcionar excelente claridad y resistencia a la mayoría de reactivos químicos -Áreas mate para rotulación en cada tubo -Adecuados para todos los rotores de centrifuga estándar y de alta capacidad. -La membrana de la tapa es delgada para que la aguja perfore sin inconvenientes. -Autoclavable a 121°C -Permite centrifugaciones superiores a 25.000 g -Bolsa Autosostenible zip lock
Presentaciones:	Bolsa * 500 unidades
Origen:	Estados Unidos