



Ensayo de aptitud (PT) parámetros en Aguas Frescas. Aglae (Francia)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ALG 1D
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Informe de Prueba Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Cloro libre Ácido isocianúrico Cloro total Color Potencial REDOX pH Conductividad Turbidez	
Características de la Muestra:	Volumen agua clara: 2 botellas * 500 mL Volumen agua natural: 2 botellas * 250 mL Matriz: Aguas limpias y naturales Los materiales son aptos para la comprobación de análisis en aguas potables públicas, aguas de manantial y aguas minerales naturales atípicas. Almacenamiento: 2-8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal AGLAE
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Resumen del Desempeño Analítico (veracidad, Repetibilidad y estimacion de la incertidumbre). Evaluacion de la calidad global de la prueba. Media - SD. Z-score - Z-score´ - Zeta-score. Gráfico de Clasificación de la Precisión . Tabla Distribucion de la Clasificacion de Precisión
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17025 - COFRA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Francia