

Gradilla de Soporte para Pipeta Westergren (10 Puestos).Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 3452
Descripción:	Gradilla soporte de 10 posiciones para pipetas Westergren para la medición de la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG)
Aplicaciones (Uso):	Posicionamiento de Pipetas Westegren para determinación de VSG
Materiales:	Acrílico
Dimensiones:	N/A
Beneficios:	- Abrazaderas de soporte para garantizar la posición completamente vertical - Plataforma de nivelación de acrílico - Para método Westergren
Presentaciones:	Unidad
Origen:	Estados Unidos