



**Labcare**  
de Colombia



**Trinity Biotech**



**TULIP DIAGNOSTICS (P) LTD.**

# Tamizaje Neonatal Básico

Referencia	Prueba	Metodología	Presentación
TL 525010096	TSH Neonatal	ELISA	96
TL 1122050096	17-OH Progesterona		
TL 1122040096	Galactosa Total TGAL	Inmunoenzimático colorimétrico	96
TL 1122050096	Biotinidasa		
TL 1122010096	Fenilalanina PKU		
TL 1122020096	Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa G-6PD		
TS UM2037	Tripsinógeno inmunoreactivo (TIR)	ELISA	288

## Especificaciones

- Muestras de sangre seca en papel filtro
- Incluye controles y calibradores
- Trazabilidad metrológica
- Excelente correlación con ensayos colorimétricos y fluorométricos
- Certificación ISO 13485

PR 03-01-0047

## Variantes de Hemoglobina

## Especificaciones

Analizador automatizado para la determinación de variantes de hemoglobina (Hemoglobinopatías) en muestras de sangre en papel de filtro por el método HPLC de intercambio iónico



**Labcare**  
de Colombia



Contacte a su asesor comercial + 57 310 6 88 82 59 | [www.labcarecolombia.com](http://www.labcarecolombia.com) | [ventas@labcarecolombia.com](mailto:ventas@labcarecolombia.com)



## Ensayos de Aptitud para Tamizaje Neonatal Básico

Ensayo de Aptitud	Errores innatos del Metabolismo	Variante de Hemoglobina	Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Referencia	RCP 15160102	RCP 11230102	RCP 11200102
Tipo de muestra	75 uL de sangre total seca sobre papel de filtro (Spot)	1.0 ml de hemolizado liofilizado.	0.5 ml de hemolizado liofilizado
No. eventos al año	6 (6 muestras por evento)	4 (1 muestra por evento)	2 (2 muestra por evento)
Evaluación de pruebas para la determinación de	17-Hidroxi-Progesterona(17-OHP), Fenilalanina(PKU), Tripsinogeno inmunoreactivo (IRT), TSH, Tirosina, Androstenediona, Cortisol, 21-deoxicortisol, 11-deoxicortisol, Componente de evaluación clínica, Ratio Fenilalanina / Tirosina, Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (muestra independiente ver RCP 11200102)	Hemoglobinopatías (HbA2; HbF y variantes de Hemoglobina).	Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Gestión de Datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingreso de resultados y todos los informes asociados.</li> <li>• Manual del Participante junto con todas las hojas de resultados y métodos se suministran en el portal de clientes en línea RCPAQAP myQAP.</li> <li>• Con la inscripción adicional en Gestión de datos, el material del Programa completo se puede compartir con un segundo instrumento o un laboratorio satélite/sucursal.</li> </ul>		

