



Botella para medios en vidrio 5000ml. Globe Scientific. (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 8105000
Descripción:	Botella para medios Globe Glass con boca ancha, tapón de rosca en polipropileno (PP) y marcas de graduación cada 250 ml, capacidad de almacenamiento 5000ml.
Aplicaciones (Uso):	Llenado, almacenamiento y dispensación de líquidos y/o medios
Materiales:	Vidrio
Dimensiones:	Altura total sin tapa: 330mm Diámetro en la parte más ancha: 186mm
Beneficios:	Anillo de vertido antigoteo. Autoclavable Alta resistencia a químicos Área de marcaje extensa Impresión duradera en esmalte blanco.
Presentaciones:	Unidad
Origen:	Estados Unidos