



Botella para medios en vidrio 500ml. Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|-----------------------------------|---|
| <p>Imagen:</p> |  |
| <p>Referencia Interna:</p> | <p>GB 810500</p> |
| <p>Descripción:</p> | <p>Botella para medios Globe Glass con boca ancha, tapón de rosca en polipropileno (PP) y marcas de graduación cada 50 ml, capacidad de almacenamiento 500ml.</p> |
| <p>Aplicaciones (Uso):</p> | <p>Llenado, almacenamiento y dispensación de líquidos y/o medios</p> |
| <p>Materiales:</p> | <p>Vidrio</p> |
| <p>Dimensiones:</p> | <p>Altura total sin tapa: 176mm Diámetro en la parte más ancha: 86mm</p> |
| <p>Beneficios:</p> | <p>Anillo de vertido antigoteo. Autoclavable Alta resistencia a químicos Área de marcaje extensa Impresión duradera en esmalte blanco.</p> |
| <p>Presentaciones:</p> | <p>Unidad</p> |
| <p>Origen:</p> | <p>Estados Unidos</p> |