

Botella para medios en vidrio 250ml. Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:



Referencia Interna: GB 8100250

Descripción: Botella para medios Globe Glass con boca ancha, tapón de rosca en polipropileno (PP) y marcas de graduación cada 25 ml, capacidad de almacenamiento 250ml.

Aplicaciones (Uso): Llenado, almacenamiento y dispensación de líquidos y/o medios

Materiales: Vidrio

Dimensiones:
Altura total sin tapa: 138mm
Diámetro en la parte más ancha: 70mm

Beneficios:
Anillo de vertido antigoteo.
Autoclavable
Alta resistencia a químicos
Área de marcaje extensa
Impresión duradera en esmalte blanco.

Presentaciones: Unidad

Origen: Estados Unidos