

Gradilla de almacenamiento con tapa, para tubos de centrífuga de 15ml, 36 posiciones (6x6), PP, base azul y tapa transparente. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<p><b>Imagen:</b></p>	
<p><b>Referencia Interna:</b></p>	<p>GB 3452</p>
<p><b>Descripción:</b></p>	<p>Gradilla base azul con tapa transparente, 36 posiciones (6x6) para tubos de centrífuga de 15 ml</p>
<p><b>Aplicaciones (Uso):</b></p>	<p>Almacenamiento de tubos de centrífuga de volúmenes de 15 ml</p>
<p><b>Materiales:</b></p>	<p>Polipropileno (PP)</p>
<p><b>Dimensiones:</b></p>	<p>Ancho: 146 mm          Largo: 146 mm          Alto: 127 mm</p>
<p><b>Beneficios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resiste temperaturas de congelación de -90°C</li> <li>-Tapa transparente para visualización del contenido y fácil identificación de tubos</li> <li>-Esterilizable en autoclave a +121 °C, para su reutilización</li> </ul>
<p><b>Presentaciones:</b></p>	<p>Caja * 4</p>
<p><b>Origen:</b></p>	<p>Estados Unidos</p>