

Gradilla de secado, 72 posiciones, clavijas removibles, poliestireno de alto impacto. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 600213
Descripción:	Gradilla de secado, 72 posiciones, clavijas removibles
Aplicaciones (Uso):	Secado y acomodación de artículos con un diámetro de más de 15 mm.
Materiales:	Poliestireno de alto impacto
Dimensiones:	Rack: Ancho: 450 mm Alto: 630 mm Profundidad: 110 mm Clavijas: 95 mm x 15 mm Clavijas pequeñas: 95 mm x 6mm
Beneficios:	-Placa trasera del soporte fabricada a partir de un único molde de poliestireno rígido de alto impacto (HIPS) de 4 mm. -Las clavijas con extremos cerrados eliminan las fugas y el riesgo biológico. -Canal de goteo sin costuras que recoge los residuos que se drenarán a través de un tubo de drenaje suministrado. -Clavijas removibles que facilitan la limpieza y acomodación -Incluye clavijas pequeñas que permiten acomodar artículos con 6 mm de diámetro
Presentaciones:	Unidad
Origen:	Estados Unidos