



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Hematología para Equipos de 3 Partes 3S. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 227
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	12
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Diferencial automatizado 3 poblaciones Hematocrito MHCM Recuento de plaquetas	RBC VCM RDW-CV RDW-SD
	Hemoglobina MCH VPM WBC
Características de la Muestra:	Volúmen: 2,0 mL Sangre total simulada Aplica para analizadores CDS Medonic M-Series, Sysmex KX Series, pocH-100I y XP300. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos