

INFORMACION TECNICA

Artículo Globe: PCR-02S

Descripción:

Tubos PCR de 8 tiras, 0,2 ml, PP, natural, sin tapas

Material:

Polipropileno (PP)


Especificaciones:

Certificado libre de DNasa, RNasa, ADN, inhibidores de PCR detectables y probado libre de pirógenos

Empaque:

125/Caja

1250/Paquete



Customer service, sales and technical support:

Phone 1 (800) 394-4562 • 1 (201) 599-1400

Fax 1 (201) 599-1406

E-mail mail@globescientific.com

Globe Scientific Inc.

400 Corporate Drive • Mahwah, NJ 07430

www.globescientific.com