



**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Titulación de Anticuerpos Anti-D.
RCPAQAP (Australia).**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 19030102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Marzo - Mayo - Julio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Evaluación del desafío. Resumen de desempeño. Reporte de fin de ciclo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Titulación de Anticuerpos Anti-D	
Características de la Muestra:	Volumen: 2,0 ml. Plasma. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa: Especificaciones de rendimiento analítico basadas en rendimiento analítico (APS) Mediana - BIAS Gráficos: Younden Plots - Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia