



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Bacteriología Integral. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 328
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	9 por evento
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	11
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
1 EVENTO Tinción de Gram y morfología Cultivo y susceptibilidad del LCR Cultivo de heces/antígeno de Campylobacter Cultivo de garganta Cultivo de heridas Cultivo de orina y susceptibilidad Recuento de colonias de orina Cultura Educativa y Susceptible Antígeno del estreptococo del grupo A	2 EVENTO Tinción de Gram y morfología Cultivo de sangre y susceptibilidad Cultivo de oídos y ojos Cultivo de estreptococo del grupo B/GC Cultivo de esputo Cultivo de orina y susceptibilidad Recuento de colonias de orina Cultura Educativa y Susceptible. Antígeno del estreptococo del grupo A
	3 EVENTO Tinción de Gram y morfología Cultivo de estreptococo del grupo B/GC Cultivo de esputo Cultivo de heces/antígeno de Campylobacter Cultivo de heridas Cultivo de orina y susceptibilidad Recuento de colonias de orina Cultura Educativa y Susceptible. Antígeno del estreptococo del grupo A
Características de la Muestra:	Microorganismos liofilizados Origen: Orina, Garganta, Sangre, LCR, Oído/Ojo, Esputo, Herida, Heces
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cualitativa y Cuantitativa Media, SD, SDI
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos