



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Bacteriología Básica. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 321
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Antígeno del estreptococo del grupo A Cultivo de garganta Cultivo de orina Prueba de susceptibilidad en orina Recuento de colonias de orina	
Características de la Muestra:	Microorganismos liofilizados Origen: Orina, Garganta.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cualitativa y Cuantitativa Media, SD, SDI
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos