



Labcare
de Colombia



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) HIV-1 DNA. (1 Challenge). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV034114_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Julio - Agosto - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	8
Informes Disponibles:	Individual cualitativo. Informe cuantitativo*.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
ADN proviral del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1)	
Características de la Muestra:	Volumen: 0,2 ml. Formato matriz: Buffer fisiológico. Origen: Cultivo de células provirales. Requisitos de Almacenamiento: <-20°C / Congelado en hielo seco.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras. Evaluación Cuantitativa *Solo con propósitos informativos.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido