



**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud). Human Papillomavirus (Preservcyt). (2 Challenges). QCMD (UK).**

**Especificaciones Técnicas**

<b>Referencia Interna:</b>	QCM QAV094130_2
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	1
<b>Eventos por Año:</b>	2
<b>Meses de Participación:</b>	Enero - Febrer - Marzo - Julio - Agosto - Septiembre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	6
<b>Informes Disponibles:</b>	Individual cualitativo.
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
<p>Detección de diferentes tipos de HPV de alto riesgo dentro de una matriz PreservCyt</p>	
<b>Características de la Muestra:</b>	<p>Volumen 4,0 ml. Listas para usar. Formato matriz: Medio de Transporte PreservCyt. Origen: Material clínico y/o líneas celulares que contienen HPV. Requisitos de Almacenamiento: 15 - 30°C.</p>
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal ITEMS
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	<p><b>Evaluación Cualitativa</b> Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.</p>
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	Acreditado ISO 17043
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Reino Unido