



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Antígeno de clamidia. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 316
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Antígeno de clamidia	
Características de la Muestra:	Volúmen: 1,0 ml. Muestra líquida en medio de transporte viral. Aplica para Cuantificación Molecular. Requisitos de Almacenamiento: 2 - 8°C. Las muestras deben alcanzar temperatura ambiente antes de realizar las pruebas.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos