

Ensayo de aptitud (PT) para Aceite y grasa (O&G) en el suelo. ERA (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	ER 867
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Enero - Abril - Julio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Resumen del Estudio. Límites Preliminares. Reporte de Excepción. Reporte de Desempeño. Reporte Final.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Material extraíble con n-hexano (O&G) (Grav) Material extraíble con n-hexano (O&G) (IR)	
Características de la Muestra:	Volumen 50,0 gr. Suelo. Frasco con tapa de rosca. Verificar rango de medicion en el catálogo de producto. Requisitos de Almacenamiento: 20 - 25 °C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal e-DATA
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa. z-Score - Incertidumbre - recuperación relativa - Porcentaje Aceptable. Evaluacion Cualitativa Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 2a edición- A2LA Acreditado ISO/IEC 17025:2017 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos