



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Identificación de células sanguíneas (Virtual). API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 224
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	10 fotografías
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Identificación de células sanguíneas Identificación de células sanguíneas (educativo) Diferencial manual	
Características de la Muestra:	Dos frotis de sangre periférica teñidos con Wright para la identificación. Un estudio de caso incluirá 5 células/objetos para su identificación. El segundo estudio de caso es educativo e incluirá 5 células/objetos para identificación con un diferencial manual de 100 WBC y estimación de plaquetas. Es un programa virtual y no incluye fotografías impresas
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos