



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) Química en Agua. Bifenilos policíclicos en aguas superficiales y subterráneas. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AQ-07D
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	9
Eventos por Año:	5
Meses de Participación:	Enero - Abril - Junio - Agosto - Octubre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
PCB No. 28 PCB No. 52 PCB No. 101 PCB No. 118	PCB No. 153 PCB No. 180 PCB No. 149 PCB No. 170
Características de la Muestra:	Volumen: 2000,0 ml. Muestra de agua subterránea. Volumen: 10,0 mL. Solución de adición. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	NA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido