



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Papiloma Virus - HPV (PRESERV CYT). (1 Challenge). QCMD (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	QCM QAV094130_1
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Julio - Agosto - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	12
Informes Disponibles:	Individual cualitativo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Detección de diferentes tipos de VPH de alto riesgo dentro de una matriz PreservCyt	
Características de la Muestra:	Volumen: 4,0 ml. Listas para usar. Formato matriz: Medio de Transporte PreservCyt. Origen: Material clínico y/o líneas celulares que contienen VPH. Requisitos de Almacenamiento: 15 - 30°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal ITEMS
Oportunidad del Reporte:	Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa Frecuencia de detección basado en el grupo de pares. Puntuación cualitativa de detección del panel. Puntuación cualitativa por color. Gráfico de barras.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO 17043
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido