



Lámina Porta-Objeto. Esquinas de Seguridad. Globe Scientific (USA)

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia interna</b>	GB 1321
<b>Descripción:</b>	Lámina plana de vidrio con esquinas recortadas y bordes rectificadas y lisos
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Utilizada para disponer muestras que requieran ser observadas al microscopio.
<b>Materiales:</b>	Vidrio sodocálcico
<b>Dimensiones:</b>	Largo: 75 mm Ancho: 25 mm Espesor 1.1 mm
<b>Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pre-lavados y listos para usar</li> <li>•Esquinas de seguridad para evitar accidentes</li> <li>•Vidrio de primera calidad</li> </ul>
<b>Presentaciones:</b>	Disponible también con bordes rectificadas, esquinas de 90° ó con borde biselado
<b>Origen:</b>	Estados Unidos