



Lámina Porta-Objeto. Extremo Esmerilado. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia interna	GB 1304
Descripción:	Lámina esmerilada en 1 extremo y 1 lado, bordes rectificadas, esquinas de 90°
Aplicaciones (Uso):	Utilizada para disponer muestras que requieran ser observadas al microscopio.
Materiales:	Vidrio sodocálcico
Dimensiones:	Largo: 75 mm Ancho: 25 mm Espesor 1.1 mm
Beneficios:	•Pre-lavados y listos para usar •Esquinas recortadas y bordes esmerilados que ofrecen seguridad al usuario evitando accidentes. •Vidrio de primera calidad
Presentaciones:	Disponible también con bordes rectificadas, esquinas de 90° ó con borde biselado
Origen:	Estados Unidos