



Ensayo de Aptitud (PT) Alimento animal. Proximatós en alimentos húmedos para mascotas. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AF-09
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	9
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Humedad Proteína cruda Grasa cruda Ceniza cruda Ceniza insoluble en ácido clorhídrico	Azúcares Fibra Cruda Almidón pH
Características de la Muestra:	Volumen: 125 g Alimento húmedo para mascotas. Requisitos de Almacenamiento: Refrigerada 2 - 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	NA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido