



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Técnico General - Laboratorio de Histopatología General. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 13240102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Febrero - Agosto
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Histopatología general	
Características de la Muestra:	2 Secciones de parafina sin teñir en portaobjetos de vidrio. Una vez recibidas, conservar las muestras temperatura ambiente. Requisitos de almacenamiento: 20 - 25°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia