

Probeta 1000 ml PMP Clase A. Graduaciones moldeadas, alta. Globe Scientific (USA)

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

**Imagen:**



**Referencia Interna:** GB 3705-1M

**Descripción:** Probeta de 1000 ml, graduaciones moldeadas, base hexagonal, abertura ancha y pico de vertido cónico

**Aplicaciones (Uso):** Diseñada para realizar mediciones precisas de líquidos.

**Materiales:** Polimetilpenteno claro (PMP)

**Beneficios:**

- Fabricado en resinas clase VI USP
- Cumple con regulación FDA y Farmacopea Europea
- Resistente a la mayoría de ácidos, bases y solventes comunes.
- Escala de Graduación moldeada según estándares de clase A y B
- Rango de temperatura de trabajo: 4° – 60°C

**Presentaciones:** Unidad

**Origen:** Estados Unidos