



Tapon PP Ranurado Transparente, para Tubos de 12 mm Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 118127C
Descripción:	Tapon transparente para tubos de ensayo de 12 mm , color natural
Aplicaciones (Uso):	Sellar tubos de 12 mm
Materiales:	Polietileno (PE)
Beneficios:	Excepcional resistencia a las fugas en tubos de ensayo, tubos de centrifuga y cubetas redondas. Cuentan con dos bridas pestañas que presionan firmemente contra la pared interior de los tubos, proporcionando así una mejor resistencia a las fugas que las tapas de tapón estándar.
Presentaciones:	Bolsa *1000
Origen:	Estados Unidos