



**Ensayo de Aptitud (PT) Higiene. Indicadores de higiene en superficie. LGC Standards (UK).**

**Especificaciones Técnicas**

|  |   |
|--|---|
| <b>Referencia Interna:</b>   | LGC PT-HY-01  |
| <b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>  | 7   |
| <b>Eventos por Año:</b>  | 3   |
| <b>Meses de Participación:</b>   | Marzo - Julio - Noviembre   |
| <b>Número de Muestras por Evento:</b>  | 1   |
| <b>Informes Disponibles:</b>   | Reporte Individual.<br>Reporte Principal.<br>Reporte de Mensurando.<br>Reporte Interactivo.   |
| <b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>   |   |
| <p>Recuento de coliformes<br/>                 Recuento de enterobacterias<br/>                 Recuento de <i>Escherichia coli</i><br/>                 Recuento de lecaduras y hongos<br/>                 Recuento de hongos<br/>                 Recuento de Levaduras<br/>                 Recuento mesófilo aeróbico total</p> |   |
| <b>Características de la Muestra:</b>  | <p>Volumen: 5,0 ml de diluyente.<br/>                 Superficie plástica y vial con comprimido liofilizado.<br/>                 Requisitos de Almacenamiento: 2 - 8°C.</p>  |
| <b>Reporte de Resultados:</b>  | Internet - Portal LGC-AXIO.   |
| <b>Oportunidad del Reporte:</b>  | Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.  |
| <b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>  | <p>Evaluación Cuantitativa:<br/>                 Media - Rango - Z score - SDPA<br/>                 Interpretacion de la Evaluacion Cuantitativa:<br/>                 Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio<br/>                 Evaluacion Cualitativa: por concordancia.</p> |
| <b>Respaldo Regulatorio:</b>   | ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001<br>UKAS  |
| <b>Capacitación y Educación:</b>   | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.   |
| <b>Origen:</b>   | Reino Unido   |