



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Especies del género Chlamydia. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

| | |
|--|---|
| Referencia Interna: | RCP 20040102 |
| Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas: | 15 |
| Eventos por Año: | 2 |
| Meses de Participación: | Enero - Julio |
| Número de Muestras por Evento: | 2 |
| Informes Disponibles: | Reporte Final. |
| Mensurandos o Pruebas Disponibles | |
| Anticuerpos IgA contra el género Chlamydia Anticuerpos IgG contra el género Chlamydia Anticuerpos IgM contra el género Chlamydia Anticuerpos totales contra el género Chlamydia Anticuerpos IgA contra <i>Chlamydia pneumoniae</i> Anticuerpos IgG contra <i>Chlamydia pneumoniae</i> Anticuerpos IgM contra <i>Chlamydia pneumoniae</i> Anticuerpos totales contra <i>Chlamydia pneumoniae</i> | Anticuerpos IgA contra <i>Chlamydia psittaci</i> Anticuerpos IgG contra <i>Chlamydia psittaci</i> Anticuerpos IgM contra <i>Chlamydia psittaci</i> Anticuerpos totales contra <i>Chlamydia psittaci</i> Anticuerpos IgA contra <i>Chlamydia trachomatis</i> Anticuerpos IgG contra <i>Chlamydia trachomatis</i> Anticuerpos IgM contra <i>Chlamydia trachomatis</i> |
| Características de la Muestra: | Volumen: 0,3 ml. Suero/Plasma. Requisitos de almacenamiento: -20°C. |
| Reporte de Resultados: | Internet - Portal myQAP |
| Oportunidad del Reporte: | Informe final - 20 días |
| Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación: | Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Diagramas de dispersión e histograma. |
| Respaldo Regulatorio: | Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA |
| Capacitación y Educación: | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón |
| Origen: | Australia |