



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Ensayo de Aptitud (PT) Química en alimentos. Parámetros de calidad en hierbas. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-FC-879
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Febrero
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Humedad Ceniza insoluble en ácido Ceniza Aceite volátil Actividad del agua	
Características de la Muestra:	Volumen: 300g. Hierbas en una bolsa de aluminio, en bote, o en botella. Requisitos de Almacenamiento: 20 - 25°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido