



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Enfermedad de Lyme. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 20260102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	2
Meses de Participación:	Abril - Octubre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>IgG confirmatoria en enfermedad de Lyme IgM confirmatoria en enfermedad de Lyme IgG en enfermedad de Lyme IgM en enfermedad de Lyme Anticuerpos totales en enfermedad de Lyme</p>	
Características de la Muestra:	<p>Volumen: 0,5 ml. Suero/plasma. Requisitos de almacenamiento: -20 °C</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Diagramas de dispersión e histograma.</p>
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia