



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Compatibilidad básica. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 19040102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	4
Eventos por Año:	6
Meses de Participación:	Enero - Marzo - Mayo - Julio - Septiembre - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	Variable
Informes Disponibles:	Reporte Preliminar. Reporte Final.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Determinación del grupo sanguíneo Detección de anticuerpos Pruebas de compatibilidad/pruebas cruzadas Prueba de antiglobulina directa (DAT)</p>	
Características de la Muestra:	<p>Volumen: 4,0 ml / 2,0 ml. Sangre total en EDTA / Glóbulos rojos. Las muestras de transfusión deben analizarse dentro de los cinco (5) días posteriores a su recepción. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado.</p>
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia