



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Determinación del grupo sanguíneo, detección e identificación de anticuerpos. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 19010102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	2
Eventos por Año:	6
Meses de Participación:	Febrero - Marzo - Junio - Agosto - Octubre - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Grupo sanguíneo Detección/identificación de anticuerpos - Opcional</p>	
Características de la Muestra:	<p>Volumen: 6,0 ml. Sangre total en EDTA. Las muestras de transfusión deben analizarse dentro de los cinco (5) días posteriores a su recepción. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C.</p>
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	<p>Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado.</p>
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia