



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Deleciones TP53 en 17p13.1 en LLC (FISH). RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 23250102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Julio
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Hibridación fluorescente in situ para la deleción TP53 en 17p13.1	
Características de la Muestra:	Se proporcionan 2 láminas. Núcleos interfásicos (médula ósea). Requisitos de almacenamiento: 20 - 25°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Desempeño actual y acumulado. Gráficos: Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia