



Labcare
de Colombia



RCPAQAP
The Royal College of Pathologists of Australasia

**Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Hemostasia Especial:
Anticoagulante Lúpico. RCPAQAP (Australia).**

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 11440102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Febrero - Mayo - Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Anticoagulante lúpico	
Características de la Muestra:	Volumen 2,0 ml. Plasma liofilizado. Requisitos de almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Especificaciones de rendimiento analítico basadas en variabilidad biológica (APS). Mediana - z-score - Puntuación APS Puntuación de desempeño de mensurando (MPS) Desempeño actual y acumulado. Comparación por concordancia. Gráficos: Younden Plots - Histograma.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia