



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud). Uroanálisis. Randox (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9138	
Número de Mensurandos Evaluados:	14	
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5	
Número de Muestras por Ciclo:	6	
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo Informe de Grupo de Instrumentos - Hasta 5 por Mensurando Informe de Grupo de Sedes - Las Requeridas	
Meses de Inicio de Ciclo:	Enero	
Mensurandos Disponibles		
Albúmina Bilirrubina Sangre Creatinina Galactosa	Glucosa hCG Cetonas Leucocitos Nitrito	pH Proteínas Gravedad específica Urobilinógeno
Características de la Muestra:	Volumen: 12,0 ml. Orina humana. Líquido listo para usar. Almacenar de 2 a 8°C. Concentración Desconocida.	
Periodicidad de Procesamiento:	Bimestral	
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net	
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 horas a partir de la fecha límite para reportar	
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media de comparación (Método - Instrumento y todos los métodos) Grafica de Levey Jennings (Media- SDPA- SDI- RMSDI) Um (Incertidumbre de la medición) Límite de aceptación por estado del arte RIQAS (TDPA) Target Score- RMTS y ORMTS RM%DEV (Promedio acumulado del % de desviación) % DEV (% De desviación por muestras) % De desviación por concentración Criterios de aceptabilidad SDI -TS - %DEV	
Respaldo Regulatorio	N/A	
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón	
Origen:	Reino Unido	