



Labcare
de Colombia



ACCURUN®
sera:care

RIQAS

Control de Calidad para Banco de Sangre

Serología Infecciosa

HBsAg • HIV • HVC • HTLV • Hepatitis • Sífilis • Chagas


Control Interno Independiente
Ensayos de Aptitud



Tecnología en análisis de datos

Quattrol
365

Media Lab.	SD Lab.	CV Lab.	N Par	Part. Par	Media Par
.054	0.139	4.558	120	8	2.979
.398	0.105	3.094	118	8	3.390
.444	0.073	2.121	122	8	3.337
.694	0.105	2.833	123	8	3.528
.078	0.158	5.120	122	8	2.926
.655	0.106	2.895	126	8	3.550





Controles Independientes

ACCURUN®
sera^{care}



Plasma de origen humano que asegura conmutabilidad con muestras de pacientes



Múltiples analitos en un solo control (HIV/Hepatitis/HTLV/Sífilis/CMV)



Controles monoanalito (Chagas)



Líquidos, listos para usar y almacenados en refrigeración.

Accurun® • Controles Serológicos con Reactividad Débil

Multianalito

Control	Marcadores	Métodos	Presentación
Accurun® 2 Serie 2700 SC 2000-0023	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, HTLV I/II, CMV, Sífilis	Quimioluminiscencia/CLIA	6 * 3.5 mL
Accurun® 1 Serie 5600 SC 2000-0018	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, HTLV I/II, CMV	ECLIA	12 * 3.5 mL
Accurun® 1 Serie 4400 SC 2000-0010	HCV, HBc, HBsAg, HIV 1/2, HTLV I/II	ELISA	12 * 3.5 mL

Monoanalito

Accurun® 190 SC 2015-0097	Trypanosoma cruzi (Chagas)	Todos los métodos	6 * 3.5 mL
Accurun® 155 SC 2015-0098	Trypanosoma cruzi (Chagas)	ECLIA y CLIA	6 * 3.5 mL

Accurun® • Controles Serológicos No Reactivos

Control	Marcadores	Métodos	Presentación
Accurun® 1 SC 2010-0015	HCV, HBc, HIV 1/2, HTLV I/II, HbsAg, CMV, Sífilis	Todos los instrumentos y métodos	12 * 3.5 mL
Accurun® 1 SC 2010-0013	HCV, HBc, HIV 1/2, HTLV 1/2, HbsAg, CMV, Sífilis		1 * 5.0 mL



Ensayos de Aptitud

RIQAS



Informes mensuales recibidos en menos de 72 horas



Adecuado para prueba cuantitativa y cualitativa



Incluye hasta 5 instrumentos por programa sin costo adicional.



Media, SDPA, SDI, RMSDI, Incertidumbre entre otros

HIV/Hepatitis/HTLV/CMV

RA RQ9151

- Muestra de 1,8 ml líquida 100% suero humano lista para usar.
- 24 muestras por ciclo con reporte mensual de resultados.
- HCV, HIV-1, HIV-2, HIV comb., HTLV I, HTLV II, HTLV comb., HAV IgM*, HAV (Total)*, HBc, HBc IgM*, HBe(Total)*, HBs(Total)*, HBsAg, P24*, CMV (Total).

*Pilotos

Sífilis

RA Q9154

- Muestra líquida de 1,0 ml, 100% suero humano lista para usar.
- 12 muestras por ciclo con reporte mensual de resultados.
- Un (1) ciclo por año. Evalúa pruebas de Sífilis que utilizan métodos basados en Inmunoensayo (ATA), RPR, VDRL y TPHA



Labcare
de Colombia

