

Tubo PP de Microcentrifuga (Eppendorf) 0,6 ml Graduado. Con Tapa Adjunta. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 111550
Descripción:	Tubo de microcentrifuga con capacidad para contener volúmenes de 0.6 ml, con graduaciones y tapón a presión incorporado.
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento, manipulación y centrifugación de muestras, reactivos, u otros líquidos.
Materiales:	Polipropileno (PP)
Beneficios:	-Con tapas a presión adjuntas que aseguran mayor hermeticidad. - RPM Máximo: 30000. - Libre de RNasa, DNasa, DNA y pirógenos. - Resistentes a la mayoría de los reactivos químicos y se pueden esterilizar en autoclave a 130 °C. - Moldeados con marcas de graduación precisas para mediciones exactas. - Más suaves lo que permite cortar fácilmente para acceso al material en la parte inferior.
Presentaciones:	Bolsa * 1000 unidades
Origen:	Estados Unidos