

**Punta para Pipeta Automatica 5000 uL (5.0 ml) - Natural . Para Biohit Proline & Eppendorf Research. Globe Scientific (USA).**

### **Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 151247
<b>Descripción:</b>	Punta de pipeta transparente compatible con pipetas automáticas Biohit, Proline y Eppendorf Research.
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre entre 1 y 5000 ul (5,0 ml)
<b>Materiales:</b>	Polipropileno vírgen (PP)
<b>Dimensiones:</b>	Longitud: 70 mm
<b>Beneficios:</b>	Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados. Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico.
<b>Presentaciones:</b>	Disponible en bolsa * 250 unidades
<b>Origen:</b>	Estados Unidos