

Pipeta Automática Variable 100-1000 ul. Globe Scientific (USA).

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<p><b>Imagen:</b></p>	
<p><b>Referencia Interna:</b></p>	<p>GB 3301-1000</p>
<p><b>Descripción:</b></p>	<p>Pipeta automática de volumen ajustable, usada para dispensar volúmenes entre 100- 1000uL, color naranja.</p>
<p><b>Aplicaciones (Uso):</b></p>	<p>Aspirar o dispensar líquidos entre 100 y 1000 µl</p>
<p><b>Materiales:</b></p>	<p>Cono en PVDF</p>
<p><b>Beneficios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exactitud y precisión garantizada en las mediciones.</li> <li>- Eyector de puntas diseñado para acceder a recipientes y tubos de cuello estrecho.</li> <li>- Ergonómica</li> <li>- El suave émbolo evita la fatiga</li> <li>- La operación del émbolo de dos pasos permite aplicar técnicas de pipeteo directo e inverso.</li> <li>- Compatible con puntas tipo C</li> <li>- Incluye certificado de calibración realizada por laboratorio acreditado ISO 17025</li> </ul>
<p><b>Presentaciones:</b></p>	<p>Disponibles para volúmenes de 0.1 - 2.5uL, 0.5 - 10uL, 2 - 20uL, 5 - 50uL, 10 - 100uL, 20 - 200uL, 100 - 1000uL, 1000 - 5000uL</p>
<p><b>Origen:</b></p>	<p>Estados Unidos</p>

