

Pipeta Automática Variable 0,5 - 10 ul (Color Rosa). Globe Scientific (USA).

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 3301-10
<b>Descripción:</b>	Pipeta automática de volumen ajustable, usada para dispensar volúmenes entre 0,5ul - 10ul, color rosa
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Aspirar o dispensar líquidos entre 0,5 y 10 µl
<b>Materiales:</b>	Cono en PVDF
<b>Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exactitud y precisión garantizada en las mediciones.</li> <li>- Ejector de puntas diseñado para acceder a recipientes y tubos de cuello estrecho.</li> <li>- Ergonómica</li> <li>- El suave émbolo evita la fatiga</li> <li>- La operación del émbolo de dos pasos permite aplicar técnicas de pipeteo directo e inverso.</li> <li>- Compatible con puntas tipo A</li> <li>- Incluye certificado de calibración realizada por laboratorio acreditado ISO 17025</li> </ul>
<b>Presentaciones:</b>	Disponibles para volúmenes de 0.1 - 2.5uL, 0.5 - 10uL, 2 - 20uL, 5 - 50uL, 10 - 100uL, 20 - 200uL, 100 - 1000uL, 1000 - 5000uL
<b>Origen:</b>	Estados Unidos

