


Pipeta Automática Variable 20-200 ul . Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 3301-200
Descripción:	Pipeta automática de volumen ajustable, usada para dispensar volúmenes entre 20ul - 200ul, color lavanda
Aplicaciones (Uso):	Aspirar o dispensar líquidos entre 20 y 200 µl
Materiales:	Cono en PVDF
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> - Exactitud y precisión garantizada en las mediciones. - Eyector de puntas diseñado para acceder a recipientes y tubos de cuello estrecho. - Ergonómica - El suave émbolo evita la fatiga - La operación del émbolo de dos pasos permite aplicar técnicas de pipeteo directo e inverso. - Compatible con puntas tipo B - Incluye certificado de calibración realizada por laboratorio acreditado ISO 17025
Presentaciones:	Disponibles para volúmenes de 0.1 - 2.5uL, 0.5 - 10uL, 2 - 20uL, 5 - 50uL, 10 - 100uL, 20 - 200uL, 100 - 1000uL, 1000 - 5000uL
Origen:	Estados Unidos

