

Tubo PP, 16 X 100 mm (12 ml), Sin Borde. Fondo Redondo. Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<p>Imagen:</p>	
<p>Referencia Interna:</p>	<p>GB 111041</p>
<p>Descripción:</p>	<p>Tubo de fondo redondo sin borde y con capacidad para contener hasta 12 ml de líquidos. Autoclavable</p>
<p>Aplicaciones (Uso):</p>	<p>Contención de líquidos de hasta 12 ml</p>
<p>Materiales:</p>	<p>Polipropileno (PP)</p>
<p>Dimensiones:</p>	<p>Altura: 100 mm Diámetro: 16 mm</p>
<p>Beneficios:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sin graduaciones - Sin borde - Fabricado en polipropileno para mayor resistencia ante impactos, a la mayoría de solventes, álcalis y solventes - Fondo redondo - Resistente centrifugaciones superiores a 3000 RPM . - Resistente a temperaturas de congelación - Autoclavable
<p>Presentaciones:</p>	<p>Caja * 2000 (4 Bolsas * 500)</p>
<p>Origen:</p>	<p>Estados Unidos</p>

