



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Translocación ROS1 en el carcinoma pulmonar de células no pequeñas (CPCNP): IHC . RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 13370102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Mayo
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Inmunohistoquímica para ROS1	
Características de la Muestra:	Volumen: N/A Secciones de parafina no teñidas y fijadas con formol que comprenden un bloque de tejido compuesto para teñir/procesar/interpretar para ROS1. Requisitos de almacenamiento: 20 - 25°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia. Evaluación: Satisfactoria - insatisfactoria
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia