



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Panel de infecciones articulares y de heridas. API (USA)

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 390
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	41
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Febrero - Junio - Septiembre
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Bacterias <i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Enterococcus faecium</i> <i>Morganella morganii</i> <i>Serratia marcescens</i> <i>Anaerococcus prevotii/vaginalis</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Bacteroides fragilis</i> <i>Fingoldia magna</i> <i>Parvimonas micra</i> <i>Proteus spp.</i> <i>Enterobacter cloacae complex</i> <i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Enterococcus faecalis</i> <i>Salmonella spp.</i> Genes de resistencia CTX-M <i>mecA/C</i> OXA-48-like IMP MREJ <i>vanA/B</i> <i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Citrobacter spp.</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Peptoniphilus spp.</i> <i>Staphylococcus lugdunensis</i> <i>Clostridium perfringens</i> <i>Kingella kingae</i> <i>Peptostreptococcus anaerobius</i> <i>Streptococcus agalactiae</i> <i>Cutibacterium avidum/ granulosum</i> <i>Klebsiella aerogenes</i> <i>Streptococcus pneumoniae</i> <i>Klebsiella oxytoca</i> <i>Streptococcus pyogenes</i> <i>Klebsiella pneumoniae group</i> Levaduras <i>Candida albicans</i>	
Características de la Muestra:	Volumen: 1,0 ml. Líquido sinovial simulado. Requisitos de Almacenamiento: 2 - 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos