



Labcare
de Colombia



AXIO
PROFICIENCY TESTING

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Edulcorantes en bebidas suaves. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-BV-517B
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	8
Eventos por Año:	4
Meses de Participación:	Febrero - Mayo - Agosto - Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Mensurando. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Acesulfamo K Aspartamo Ácido ciclámico (como ácido libre) Fructosa	Glucosa Sacarina (Como imida libre) Sacarosa Sucralosa
Características de la Muestra:	Volumen: 250,0 ml. Botella de plástico con material diluible y listo para su uso. Requisitos de Almacenamiento: -20 °C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: Media - Rango - Z score - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio - Cuestionable - Insatisfactorio Evaluación Cualitativa: por concordancia.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido